



www.siemens.com/diagnostics

CLINITEK Status+ Analyzesystem

Hohe Datensicherheit und noch bessere klinische Informationen für die Harndiagnostik am Point of Care

Automatische Kontrollen

Das CLINITEK Status[®]+ Analyzesystem ist für die Harnanalytik am Point of Care entwickelt und liefert mit der Anwendung der Harnteststreifen von Siemens Healthcare Diagnostics qualitativ hochwertige klinische Daten.

Einfache Handhabung

- Einfache, intuitive Bedienung mit dem Touchscreen
- Teststreifen auflegen – das Analyzesystem erledigt den Rest
- Schnelle Ergebnisse – die Testergebnisse sind innerhalb einer Minute verfügbar
- Automatischer Befundausdruck – keine manuellen Übertragungen erforderlich

Verbesserte Datensicherheit

- In Kombination mit der patentierten Teststreifentechnologie ermöglicht das neue Analyzesystem automatische Kontrollen (Auto-Checks) für:
 - Erkennung des Siemens-Teststreifentyps
 - Meldungen zu möglichen Störfaktoren der Probe, falls Störfaktoren erkannt werden (nur bei bestimmten Typen von Teststreifen)
 - Automatische Fehlermeldungen, sollte der Teststreifen vor der Analyse feucht geworden sein
 - Verfügbar für Teststreifen mit Leukozytenfeld
- Subjektive Fehlerquellen für falsch abgelesene Werte entfallen

Komplettes Point of Care-Testportfolio

- Multistix[®] 10SG ist der für Routinetests am häufigsten verwendete Harnteststreifen
- Automatische Berechnung des Albumin-Kreatinin-Quotienten mit den CLINITEK[®] Microalbumin-Teststreifen zur Früherkennung von Nierenerkrankungen
- Instrumentelle Auswertung der CLINITEK[®] hCG-Kassetten zum Nachweis einer Schwangerschaft

Zukunftsfähig

- Upgrade-Kits sind verfügbar für:
 - Die Verbindung des Analyzesystems mit dem LIS/KIS, EMR (Electronic Medical Record) oder der Datenmanagement-Software
 - Barcode-Leser zur Dateneingabe

Technische Daten des CLINITEK Status+ Analysesystems

Einsatzzweck

Das CLINITEK Status+ Analysesystem ist als POC-Harn-Analysesystem ausschließlich zur Auswertung der Harnteststreifen und CLINITEK hCG-Kassetten von Siemens Healthcare Diagnostics entwickelt.

Semiquantitative Tests

Routine Harntests: Albumin, Bilirubin, Kreatinin, Glucose, Keton, Leukozyten, Nitrit, pH-Wert, Protein, Spezifisches Gewicht und Urobilinogen

Nierentests: Albumin-Kreatinin-Quotient

Schwangerschaftstests: Humanes Choriongonadotropin (hCG)

Benutzeroberfläche

Touchscreen

Computerschnittstelle

Unidirektional via serielle Schnittstelle (RS232)

Dateneingabe

Über integrierten Touchscreen

Energieversorgung

Netzstrom 100V–240V AC, 50/60 Hz (mit Netzkabel)

Batteriebetrieb 6 Batterien Typ AA, nicht aufladbar

Abmessungen/Gewicht

Höhe x Breite x Tiefe 15,8 x 17,1 x 27,2 cm

Gewicht 1,66 kg

Betrieb

Umgebungstemperatur 18–30 °C

Luftfeuchtigkeit 18–80% relative Feuchtigkeit, nichtkondensierend

Kalibrierung

Automatisch, selbstkalibrierend

Funktionsmerkmale

Speicher

Patienten-Testergebnisse 950

QK-Testergebnisse 0

Benutzer-ID 700

Automatische Kontrollen (Auto-Checks)*

Erkennung des Teststreifentyps

Luftfeuchtigkeitseinfluss wird für jeden Streifen mit Leukozytenfeld getestet

Probeninterferenzkontrolle, je nach Teststreifentyp

CLINITEK, CLINITEK Status, CLINITEK, Multistix und alle damit verbundenen Produktbezeichnungen sind Marken der Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren und unterliegt den jeweiligen regulativen Anforderungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Local Contact Information

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 12
65760 Eschborn
Germany
Tel.: + 49 6196 7713-1111
Fax: + 49 6196 7713-8111

Global Siemens Headquarters

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Germany

Global Siemens Healthcare Headquarters

Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestraße 127
91052 Erlangen
Tel.: +49 9131 84-0
Germany
www.siemens.com/healthcare

Global Division

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5005
USA
www.siemens.com/diagnostics



A-8072 Fernitz, Dr.-Hans-Kloepfer-Str. 22
Tel.: +43 (0)3135 48 49 111, Fax: 48 49 123
e-mail: office@neutec.at web: www.neutec.at

Best.-Nr. A91DX-0701577-XC1-0000 |
0.2'-04.13 | Gedruckt in Deutschland |
Alle Rechte vorbehalten | © 2013
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.